

2017年11月24日

経食道心エコープローブの洗浄について

公益社団法人 日本超音波医学会  
機器及び安全に関する委員会

通常の内視鏡は、粘膜または健常でない皮膚に接触するため Spaulding<sup>1</sup> による医療器具分類のセミクリティカル器具に分類され、消化器内視鏡は高水準消毒薬による消毒が必要とされています<sup>2</sup>。経食道エコープローブも消毒が必要であり、プローブカバーを使用する場合でも、施設での取り決めまたは製造元の添付文書に沿った洗浄を行うことが推奨されます。

1. Spaulding EH. Chemical disinfection of medical and surgical materials. In: Lawrence C, Block SS, eds. Disinfection, sterilization, and preservation. Philadelphia: Lea & Febiger, 1968:517 - 31.
2. 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド 改訂版. 消化器内視鏡の感染防御に関するマルチソサエティ実践ガイド作成委員会（日本環境感染学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器内視鏡技師会），2013.